



# ELECTRODO LARÍNGEO LANTERN

Contacto completo con las cuerdas vocales  
Mayor efectividad en la  
monitorización del RLN

- ✓ Se adapta a la posición de las cuerdas vocales
- ✓ Suave presión sobre las cuerdas
- ✓ Ofrece una excelente discriminación entre las cuerdas
- ✓ Puede usarse con cualquier neuromonitor del mercado
- ✓ Disponible para tubos endotraqueales de 4 mm a 9 mm
- ✓ No dificulta la visión del anestesista

El electrodo laríngeo Lantern es un diseño radicalmente nuevo para la monitorización del nervio laríngeo recurrente y del nervio vago. El revolucionario diseño del electrodo, en forma de bombilla, asegura un completo contacto con las cuerdas vocales de todos los pacientes, incluso cuando la posición de tubo endotraqueal sea inadecuada.

Diseñado en colaboración con Dr. Jack Karthush




Para más información, póngase  
en contacto con su distribuidor  
autorizado de Neurosign®

www.asfgestion.com  
www.neurosignsurgical.com





## DIFERENCIA DE DISEÑO ENTRE EL ELECTRODO LARÍNGEO LANTERN Y UN ELECTRODO LARÍNGEO CONVENCIONAL



**Figura A:** El nuevo electrodo Lantern, con un electrodo dinámico que optimiza el contacto del electrodo.

**Figura B:** Un electrodo laríngeo estándar con fijación superficial, electrodos estáticos que ofrecen un pobre contacto con la cuerda vocal durante la cirugía.

### ELECTRODO LARÍNGEO LANTERN

4200-00 -----  
Electrodo laríngeo Lantern 8/9 mm, caja de 10 unidades, desechable, estéril, incluye cable reutilizable de conexión

4201-00 -----  
Electrodo laríngeo Lantern 6/7 mm, caja de 10 unidades, desechable, estéril, incluye cable reutilizable de conexión

4202-00 -----  
Electrodo laríngeo Lantern 4/5 mm, unidad, desechable, estéril, incluye cable reutilizable de conexión

4203-00 -----  
Cable reutilizable de conexión (Serie N), unidad, no estéril -incluido en cada caja de electrodos pero disponible también por separado-

4203-NM -----  
Cable reutilizable de conexión (Neurosign V4), unidad, no estéril -incluido en cada caja de electrodos pero disponible también por separado-

NMK1703-03

© 2017, The Magstim Company Limited. Magstim and Neurosign® are registered trademarks of The Magstim Company Limited. All specifications are subject to change. The information contained within this document is accurate at the time of publication.

 Technomed  
Amerikalaan 71, 6199 AE Maastricht-Airport, The Netherlands

- ✓ Uso indicado con cualquier tubo endotraqueal estándar o reforzado
- ✓ Permite la monitorización del Nervio Laríngeo Recurrente incluso cuando la tráquea está desplazada
- ✓ Excelente discriminación entre las cuerdas vocales
- ✓ Puede usarse con cualquier neuromonitor del mercado
- ✓ Electrodo de retorno integrado
- ✓ El bajo nivel de artefactos permite señales más claras

 **NEUROSIGN®**

[www.neurosignsurgical.com](http://www.neurosignsurgical.com)